

Wegleitung: Einsendung von unfixiertem Nativgewebe

Entnahme

Entnahme eines für die Läsion repräsentativen Gewebestückes (wenn möglich auch noch Normalgewebe mitasservieren).

Schonende Entnahme mittels scharfer Klinge zur Vermeidung von ausgeprägten Quetschartefakten.

Verpackung

Feucht (aber nicht nass!) und gekühlt (aber nicht gefroren!):

Gewebe zwischen zwei vollständig mit einer physiologischen Kochsalzlösung getränkte Tupper in einen genügend grossen Behälter (mit Schraubverschluss) legen. Behälter sicher identifizieren.

Versand

Gut verschlossenen Behälter in eine grössere Dose / in einen grösseren Behälter zwischen Eiszwürfel oder „Coldpack“ (bei 4°C – kein Trockeneis verwenden!) legen.

Nicht vergessen das Einsendeformular mit klinischen Angaben / Fragestellung dazulegen!

Das Paket muss per Kurier oder Express übersandt werden (die Transportdauer sollte idealerweise nicht >4h betragen).

Telefonische Anmeldung der Probe unter **031 632 32 28**.

Annahmezeiten: 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Institut für Pathologie
Universität Bern
Murtenstrasse 31
3010 Bern